

牙套使用說明

(DENTAL FLIPPER INSTRUCTIONS)

概覽與預期：

- 「牙套」或「臨時部分牙托」都是臨時的美容牙齒替代品
- 牙套不能長期使用，或在吃飯或睡覺時使用。
- 如果由於不合而造成不適，請停止配戴牙套，並請牙醫為您進行調整。

必做之事：

- 請在不配戴時將牙套浸泡在水中放在塑料容器內。
- 請在水中加入義齒清潔片以幫助清潔牙套。
- 請每天使用牙刷清潔牙套的兩面。
- 請在不配戴時確保牙套遠離寵物。動物們喜歡啃咬牙套。

勿做之事：

- 不要在配戴牙套時進食，這可能導致牙套損壞。